

COMUNICADO DE PRENSA

Grupo SOTAX Group relanza estaciones de Preparación Automáticas de Muestras

Marzo 2014: El Grupo SOTAX, un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de disolución, analizadores para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de dosificación farmacéuticas, ha relanzado sus plataformas de Preparación automática de muestras, APW y TPW. Anteriormente identificados con la marca Zymark, las estaciones APW y TPW han sido mejoradas y ahora forman parte de la línea de productos SOTAX de Preparación de Muestras Automáticas.

El APW puede procesar hasta 300 muestras de ingredientes activos, cremas, gelatinas y otros productos en volúmenes de hasta 10 mL utilizando sonda de ultrasonido, y el TPW puede procesar hasta 100 muestras de Ensayo, Mezclas y Uniformidad en volúmenes de extracción de 20 a 520 mL.

El APW y TPW ofrecen ahora mayor productividad en preparación de muestras, optimizando los procesos de trabajo del laboratorio, productos y aplicaciones. Aplicaciones comunes van desde análisis de contenido, potencia, sustancias relacionadas para formas sólidas, semisólidas y líquidas en la industria farmacéutica, hasta cremas dentales y lápices labiales en productos de consumo. El TPW y APW ofrecen un rango amplio de soporte que va desde la identificación de la muestra con lectores de código de barras, inyección directa al sistema de cromatografía líquida con transferencia de los datos a su sistema de información.

Recientes iniciativas que incorporan QbD (calidad durante el diseño) y principios de mejora continua de procesos en el ciclo de vida de los productos farmacéuticos, han elevado las expectativas de productividad de los laboratorios. Las variables de diseño de experimento integradas en el APW y TPW automatizan iniciativas QbD para lograr métodos robustos. No importa la industria o el grado de regulación, estas plataformas maximizan la eficiencia en aplicaciones de hasta 300 muestras.

Con cientos de instalaciones en todo el mundo, procesando cientos de miles de muestras, las estaciones de Preparación Automáticas de Muestras SOTAX han demostrado ser soluciones confiables para incrementar la eficiencia y flujo de trabajo de los laboratorios.

Más información: www.sotax.com



Estación Automática de Muestras SOTAX APW



Sonda de ultrasonido APW



Estación Automática de Muestras TPW



Vaso de extracción TPW

SOTAX:

El Grupo SOTAX es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de disolución, analizadores para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de dosificación farmacéuticas. A través de su red global de ingenieros de servicio, la empresa ofrece servicios de instalación, mantenimiento, reparación y calificación para productos de las marcas SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron y ex-Zymark.

La marca SOTAX es parte del Grupo SOTAX.

Contacto de Prensa:

SOTAX AG

Nordring 1
4147 Aesch
Suiza

Contacto: Srita. Petra Silbereisen

Teléfono: +41 61 487 54 54

E-mail: info@sotax.com

Web: www.sotax.com